


# *SAFE BIOPSY* **Paragon**<sup>®</sup>

THE NEW MILESTONE OF BONE-MARROW BIOPSY



**AGO PER EMATOBIOPSIA**  
(BIOPSIA OSSEA + ASPIRATO MIDOLLARE)

**HEMATOBIOPSY NEEDLE**  
(BONE + BONE-MARROW BIOPSY)



**SeeDOS**<sup>Ltd</sup>

Medical Equipment and Services

[www.seedos.com](http://www.seedos.com)

[enquiries@seedos.com](mailto:enquiries@seedos.com)

[sales@seedos.com](mailto:sales@seedos.com)

Tel: +44 (0)1525 850670

Fax: +44 (0)1525 850685



Medical Equipment and Services

# SAFE BIOPSY **Paragon**<sup>®</sup>

## **PRELIEVO BIOPTICO GARANTITO**

anche nelle patologie  
più problematiche

**100% SUCCESS  
IN RETRIEVAL OF  
INTACT SPECIMEN**

## **NESSUNA LUSSAZIONE**

**NO NEED  
FOR BONE LUXATION**

## **MINIMA INVASIVITÀ E MINOR TRAUMA**

il calibro 11G può sostituire  
un tradizionale 8G

## **MINIMALLY INVASIVE, LESS PAIN**

11G can replace standard 8G

**MANOVRA  
SEMPLICE E RAPIDA**  
anche per i meno esperti

**EASY AND FAST  
MANEUVER**

**UNA SOLA MANOVRA  
PER BIOPSIA  
ED ASPIRATO MIDOLLARE**

**ONE MANEUVER  
FOR BONE MARROW  
BIOPSY AND ASPIRATION**

**ASPIRAZIONE MIDOLLARE  
DOPO IL PRELIEVO BIOPTICO**

**BONE MARROW ASPIRATION  
AFTER BIOPSY**


PARAGON<sup>®</sup> è protetto  
da brevetto internazionale

PARAGON<sup>®</sup> is covered  
by international  
patent worldwide.




# MANOVRA FACILE E VELOCE COME CONTARE FINO A 3 EASY AND FAST MANEUVER


**1** PENETRARE  
PENETRATE



**2** ASPORTARE IL FRUSTOLO  
REMOVE THE BIOPSY SPECIMEN




**3** ASPIRARE IL MIDOLLO  
ASPIRATE THE BONE MARROW



**NON PIÙ:** • Fallimenti • Frustoli depauperati • Manovra lussativa • Inserimento di dispositivi di trattenimento  
• Manovra di espulsione del frustolo • Intervento dedicato all'Aspirato midollare

**NO MORE:** • Inconclusive studies • Bone luxation • Traumatic maneuver • Separate bone-marrow aspiration



## Confronto fra campioni biotici ottenuti con PARAGON® e concorrenza:

PARAGON® 11G (3 mm) può sostituire, con miglior risultato, un ago tradizionale 8G (4 mm).

## Comparison between biopsy specimens, PARAGON® vs. competition:

11G (3 mm) of PARAGON® can better replace size 8G of any standard needle.



Medical Equipment and Services

[www.seedos.com](http://www.seedos.com)

**CE**  
0 4 2 6

# SAFE BIOPSY Paragon®

## MODELLI DISPONIBILI • AVAILABLE SIZES

Altre misure disponibili su richiesta • Additional sizes available upon request

CODICE CODE	CALIBRO SIZE G (MM)	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	CODICE COLORE COLOUR CODE	CONFEZIONE PACKAGING (PZ-UNITS)
PAG 0910	9 (3,5)	10	Rosa/Pink	10
PAG 0915	9 (3,5)	15	Rosa/Pink	10
PAG 1110	11 (3,0)	10	Bianco/White	10
PAG 1115	11 (3,0)	15	Bianco/White	10

**NOTA** Il calibro 9G PARAGON® equivale ad un 8G di un ago tradizionale (Jamshidi).  
L'11G PARAGON® dona Frustoli di diametro appena inferiore ma con migliore rapporto corticale/trabecolato.

**NOTE** Size 9G of PARAGON® is equivalent to the standard 8G (Jamshidi).  
Size 11G of PARAGON® provides specimens with a slightly smaller diameter than standard (Jamshidi) needle 8G but with bigger volume.

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



**SeeDOS** Ltd

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: [www.seedos.com](http://www.seedos.com) Mobile: +44 07701059163