



PORTJECT®




■ *Aghi di Huber con alette, diritti ed angolati*
Winged Huber Needles, straight or angled



■ *Sets di Huber Completi*
Complete Huber Sets

AGHI E SETS DI HUBER


HUBER NEEDLES AND SETS

 Il programma PORT-JECT® comprende aghi e sets atti ad un facile inserimento nei dispositivi di accesso vascolare per la somministrazione di farmaci chemioterapici, antalgici, antibiotici e nutrizione parenterale.

- ▶ L'affilatura *Huber, non-coring*, facilita la penetrazione e prolunga sensibilmente la vita della membrana di inserimento dell'impianto sottopelle.
- ▶ Gli aghi PORT-JECT® sono disponibili in una vasta gamma dimensionale e i sets PORT-JECT® possono essere con o senza punto di infusione a Y, con ago standard oppure ago-gripper.
- ▶ PORT-JECT® è disponibile in 6 configurazioni:

- ▷ PORT-JECT® A:
ago di Huber diritto, con alette e luer femmina.
- ▷ PORT-JECT® B:
ago di Huber angolato (90°), con alette e luer femmina.
- ▷ PORT-JECT® C:
set con ago di Huber angolato, prolunga, clamp, connettore luer femmina.
- ▷ PORT-JECT® D:
set con ago di Huber angolato, prolunga, punto di infusione a Y, clamp, connettore luer femmina.
- ▷ PORT-JECT® E:
set con ago-gripper di Huber angolato, prolunga, clamp, connettore luer femmina.
- ▷ PORT-JECT® F:
set con ago-gripper di Huber angolato, prolunga, punto di infusione a Y, clamp, connettore luer femmina.

▶ Sterile, monouso: riduzione dei rischi nosocomiali.

 PORT-JECT® needles and sets have been designed for safe and easy insertion into vascular access devices and may be used to administer continuous and/or bolus infusion of pain control medications, deliver chemotherapy, antibiotic therapy, or parenteral nutrition.

- ▶ The unique Huber needle tip non-coring design promotes ease of penetration and maximum life for the port septum.
- ▶ Available in commonly used needle gauges and lengths, standard sets include extension line, with or without a Y injection site, single-action clamp, clear luer connector.
- ▶ PORT-JECT® is available in 6 configurations:

- ▷ PORT-JECT® A:
winged Huber needle with luer, straight
- ▷ PORT-JECT® B:
winged Huber needle with luer, right angled
- ▷ PORT-JECT® C:
winged Huber needle set, right angled, with extension line, single-action clamp, clear luer connector
- ▷ PORT-JECT® D:
winged Huber needle set, right angled, with extension line, Y injection site, single-action clamp, clear luer connector
- ▷ PORT-JECT® E:
Huber needle set, right angled gripper needle, with extension line, single-action clamp, clear luer connector
- ▷ PORT-JECT® F:
Huber needle set, right angled gripper needle, with extension line, Y injection site, single-action clamp, clear luer connector

▶ Sterile, single use: reduction of infection hazard.

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES

PORTJECT®

| TIPO TYPE | CALIBRO SIZE G (mm) | LUNGHEZZA AGO NEEDLE LENGTH mm | CONFEZ. PKG. pz. -units |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| PORT-JECT® A | 19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70) | 15 - 20 - 25 - 32 | 50 |
| PORT-JECT® B | 19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70) | 15 - 20 - 25 - 32 | 50 |
| PORT-JECT® C | 19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70) | 15 - 20 - 25 - 32 | 20 |
| PORT-JECT® D | 19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70) | 15 - 20 - 25 - 32 | 20 |
| PORT-JECT® E | 19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70) | 15 - 20 - 25 - 32 | 20 |
| PORT-JECT® F | 19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70) | 15 - 20 - 25 - 32 | 20 |

Come comporre il codice d'ordine / ordering:
PORT-JECT® A , 20 Gauge, 15 cm = PRT2015A